



## Test cuvetă pentru nitrit 2 - 90 mg/L NO<sub>2</sub>-N, 25 teste

Nr. produs:

LCK343

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



### Testele cuvetă LCK: cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

### Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

---

### Specificații

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Condiții de depozitare: | 15 - 25 °C                     |
| Domeniu de măsurare:    | 2 - 90 mg/L NO <sub>2</sub> -N |
| Instrument:             | DR3900, DR6000, DR1900         |
| Numar teste:            | 25                             |
| Nume metoda:            | Diazotare                      |
| Parametru:              | Nitrit                         |
| Platforma:              | LCK                            |