



## Test cuveta activitate Anammox, 0 - 1000 mAbs, 25 teste

Nr. produs:

LCK411.00

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



### Testele cuveta LCK: cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Kitul de testare LCK411.00 include o cutie de LCK411 (pac./25) și o cutie de LCW906 (pac./25).

LCK411 are nevoie de accesorii suplimentare care trebuie comandate separat: SM10311841 (Filtre, reținerea particulelor de 5 - 12 μm, pac./100) și 2187569 (Reactiv porfirină 2, pac./100).

Accesorii opționale: SM106404 (Pâlnii, pac./24), SM212864457 (Flacon cu deflector, pac./1)

### Valori exacte și sigure ale măsurărilor

### Siguranță maximă a utilizatorilor datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

### Dozare simplă și fără erori a reactivilor

### Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

---

## Specificații

Condiții de depozitare:

15 - 25 °C

Conținutul cutiei:

Kitul include:

- Reactivi pentru 25 teste (LCK411)

- 25 cuvete (LCW906)

Accesorii necesare (trebuie comandate separat):

- Filtre, reținerea particulelor de 5 - 12 μm, pac./100 (SM10311841)

- Reactiv porfirină 2, pac./100 (2187569)

Domeniu de măsurare:

0 - 1000 mAbs

Instrument:

DR3900, DR6000, DR1900

Necesitate digestie:

Da

Numar teste:

25

Nume metoda:

Detecție fotometrică de hem

Parametru:

Activitate Anammox

## Conținutul cutiei

Kitul include: - Reactivi pentru 25 teste (LCK411)- 25 cuvete (LCW906)Accesorii necesare (trebuie comandate separat):- Filtre, reținerea particulelor de 5 - 12 μm, pac./100 (SM10311841) - Reactiv porfirină 2, pac./100 (2187569)

---

## Accesorii necesare

- Porphyrin 2 Reagent Powder Pillows, 25 mL, pk/100 (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 μm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)