



Test cuveta pentru ortofosfat 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 teste

Nr. produs:

LCK549

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Manipulare confortabilă cu ajutorul cuvelor dreptunghiulare de 50 mm

Cea mai mare precizie pentru analiza concentrațiilor mici

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Instrument:	DR3900, DR6000
Numar teste:	20
Nume metoda:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Parametru:	Fosfat, orto, urme
Platforma:	LCK