



Test cuvetă COD pentru apă salină, 250-1000 mg/L O₂, 25 teste

Nr. produs:

LCK1914

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Se aplică pentru testarea COD în probele de apă cu concentrații ridicate de cloruri de până la 20.000 mg/L. Nu este necesară executarea procesului greoi de pretatare a probelor! Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15-25 °C (a se feri de lumină)
Domeniu de măsurare:	250 - 1000 mg/L O ₂
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	25
Nume metoda:	Dicromat
Parametru:	COD (pentru probe de până la 20000 mg/L clorură)
Platforma:	LCK