



Kit de curățare a celulei CL17sc

Nr. produs:

8573100

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Hach recomandă curățarea celulei CL17sc o dată pe lună (sau după cum este necesar). Frecvența curățării poate depinde de calitatea aplicației și cea a probei.

Kitul de curățare a celulei CL17sc conține acid sulfuric, 5,25 N (flacon picurător de 100 mL) și bețișoare de igienizare cu vârf de bumbac (10).

Specificații

Condiții de depozitare:	Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit. A se proteja de umezeală.
Conținutul cutiei:	Sulfuric acid (100 mL dropper bottle) and cotton swabs (10).
Domeniu de măsurare:	Nu se aplică
Instrument:	CL17sc
Parametru:	Nu se aplică

Conținutul cutiei

Sulfuric acid (100 mL dropper bottle) and cotton swabs (10).