



Kit de verificare a calibrării CL17sc

Nr. produs:	8568200
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Kitul de verificare a calibrării CL17sc include două sticle de apă deionizată (500 mL), o fiolă standard de clor (20 mL), un instrument de deschidere pentru fiole, o seringă (50 mL), tuburi și fittinguri.

Curba de calibrare a kitului CL17sc este setată din fabrică pentru ca performanța acestuia să fie conformă specificațiilor. Ajustarea de către utilizator a curbei de calibrare din fabrică este recomandată numai în două cazuri: dacă este solicitată de o agenție de reglementare în scopul raportării privind conformitatea sau dacă se efectuează o reparație majoră a analizorului.

Specificații

Conținutul cutiei:	2x 500 mL bottle of deionized water, 20 mL ampule of chlorine standard, ampule breaker, 50 mL syringe, tubing, and fittings.
Domeniu de măsurare:	Nu se aplică
Instrument:	CL17sc
Parametru:	Nu se aplică

Conținutul cutiei

2x 500 mL bottle of deionized water, 20 mL ampule of chlorine standard, ampule breaker, 50 mL syringe, tubing, and fittings.