



Kit de reumplere pentru verificarea calibrării CL17sc

Nr. produs: 8573200

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Pentru utilizatorii care au deja seringă, tuburile, fittingurile și instrumentul de deschidere pentru fiole din kitul de verificare a calibrării CL17sc, acest kit de reumplere furnizează fiola standard de apă deionizată și clor necesară pentru verificarea calibrării. Kitul de reumplere pentru verificarea calibrării CL17sc conține două sticle de apă deionizată (500 mL) și o fiolă standard de clor (20 mL).

Curba de calibrare a kitului CL17sc este setată din fabrică pentru ca performanța acestuia să fie conformă specificațiilor. Ajustarea de către utilizator a curbei de calibrare din fabrică este recomandată numai în două cazuri: dacă este solicitată de o agenție de reglementare în scopul raportării privind conformitatea sau dacă se efectuează o reparație majoră a analizorului.

Specificații

Conținutul cutiei:	2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.
Domeniu de măsurare:	Nu se aplică
Instrument:	CL17sc
Parametru:	Nu se aplică

Conținutul cutiei

2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.