



Reactivi Chemkey pentru pH (cutie de 25)

Nr. produs: 9759000

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Utilizați acest analizor portabil paralel SL1000 (PPA) pentru eficientizarea testării calității apei.

Chemkey pentru pH, interval 6,3 - 9,0. Pentru analizor portabil paralel SL1000 (PPA).

Evitați complicația sondelor pentru pH și a calibrării pe teren folosind instrumentul nostru colorimetric cu reactivi Chemkey pentru pH, ușor de utilizat. Analizorul portabil paralel (PPA) Hach SL1000 realizează aceleași teste în mai puțin de jumătate din etapele manuale. Obțineți rezultate extrem de fiabile cu mai puține șanse de erori, într-o fracțiune din timp. Până la șase parametri testați în paralel. SL1000 este un colorimetru portabil care asigură testare mai rapidă folosind reactivi Chemkey în locul plicurilor cu pulbere. Toate substanțele chimice și procesele se găsesc integral în interiorul Chemkey.

Clienții curenți care dețin instrumentul SL1000 și doresc să testeze pH-ul trebuie să efectueze o actualizare software. Software-ul respectiv poate fi localizat în fila Descărcări de pe pagina instrumentului SL1000.

Specificații

Cantitate:	25 teste/pachet
Domeniu de măsurare:	pH 6,3 - 9,0
Instrument:	SL1000
Parametru:	pH
Platforma:	Chemkeys