



Soluție de amoniu standard 2,5 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, 100 mL

Nr. produs: LCA505

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Soluție de amoniu standard cu 2,5 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$ pentru verificările de control al calității cu testul cuvetă pentru amoniu LCK505. De asemenea, LCA505 este adecvat pentru verificări ale calității cu analizorul de amoniu Amtax sc.

Specificații

Cantitate:	100 mL
Concentrație:	2,5 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Parametru:	Amoniu