



Soluție tampon, pH 10,01, 1000 mL

Nr. produs: 2283653

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

Soluție tampon de calitate, culoare albastră, trasabilă NIST.

Specificații

Cantitate:	1000 mL
Cod culoare?:	Da
Concentrație:	10.01 pH $\pm$ 0.02 pH при 25° C
Parametru:	pH
Platforma:	Soluție
Valoare pH :	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH la 25 °C