



Be Right™



Soluție etalon de culoare, 500 unități Pt Co, 1 L

Nr. produs:

141453-EU

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Etalon pentru asigurarea calității analitice pentru măsurători colorimetrice.

Specificații

Cantitate:	1 L
Concentrație:	500 Pt-Co units
Descriere:	Soluție etalon de culoare, 500 unități Pt Co, 1 l
Parametru:	Culoare
Platforma:	Solu#ie