



Be Right™



## Set de reactivi pentru clor liber, pentru analizorul de clor CL17/CL17sc

Nr. produs:

2556900-EU

RON Preț (fără TVA):  
Expediere în 2 săptămâni

Contact

Produse periculoase



### Conceput pentru a îndeplini cele mai stricte standarde de calitate

Setul de reactivi pentru clor liber este utilizat cu analizorul CL17/CL17sc, precum și pentru metodele de analiză în masă. Reactivii Hach garantează rezultate precise și consecvente.

#### Setul de reactivi pentru clor liber este alcătuit din:

- o sticlă de 24 grame cu compus DPD
- o sticlă de 473 grame cu soluție indicatoare pentru clor liber
- o sticlă de 473 grame cu soluție tampon pentru clor liber

Doriți să simplificați comandarea reactivilor? Întrebați-vă reprezentantul Hach despre programul nostru de livrare simplă automată pentru reactivii și seturile de reactivi Hach CL17.

\* Acest produs nu a fost evaluat pentru testarea clorului și a cloraminelor în aplicațiile medicale din Statele Unite.

## Specificații

Condiții de depozitare:	Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit. A se proteja de umezeală.
Conținutul cutiei:	Compus DPD, 24 g Soluție indicatoare pentru clor liber, 473 mL Soluție tampon pentru clor liber, 473 mL
Domeniu de măsurare:	0,03 - 5,00 mg/L Cl <sub>2</sub> pentru CL17, 0,03 - 10,00 mg/L pentru CL17sc
Instrument:	CL17/CL17sc
Numar metoda:	10059
Numar teste:	450
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, liber

## Conținutul cutiei

Compus DPD, 24 g Soluție indicatoare pentru clor liber, 473 mL Soluție tampon pentru clor liber, 473 mL

---

## Accesorii necesare

- Mănuși de protecție mărimea L, albastre, nitril, fără pudră, 50 de bucăți (Item SM743L)