



Be Right™



PP cu reactiv NitraVer 5 pentru nitrat, 5 ml, pachet de 100

Nr. produs:

1403599-EU

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanș pentru determinare azotului-nitrat până la 50 mg/l NO₃-N.

Pentru determinarea nitratului cu interval ridicat prin metoda de reducere cu cadmiu NitraVer 5. Interval: până la 50 mg/l sub formă de nitrat-N. Dimensiunea probei: 5 ml. Pachet cu 100 de plicuri cu pulbere.

Specificații

Cantitate:	100 per pachet
Domeniu de masurare :	5 mL
Nume metoda:	Reducere cu cadmiu
Platforma:	Pernu#e cu pudră

Accesorii necesare

- Mănuși de protecție mărimea L, albastre, nitril, fără pudră, 50 de bucăți (Item SM743L)