



Be Right™



Set de reactivi pentru clor (liber și total), DPD FEAS, titrator digital

Nr. produs:

2445300-EU

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului (liber și total) prin titrare digitală cu sulfat etilendiamoniu de fier, utilizând indicatorul DPD. Interval: până la 3,00 mg/l Cl_2 .

Setul de reactivi include: plicuri cu reactivi pulbere pentru clor liber prin DPD, plicuri cu reactivi pulbere pentru clor total prin DPD, cartuș pentru titrare cu sulfat etilendiamoniu de fier, 0,00564 N. Aproximativ 40-100 de teste.

Fără acid boric!

Rezultate precise - când și unde aveți nevoie de acestea

Metodele cu titrator digital utilizează un dispozitiv de dispensare de înaltă precizie și cartușe cu titrant concentrat pentru a permite efectuarea analizelor în laborator, în fabrică sau pe teren.

Rapid și flexibil

Cartușele interschimbabile vă permite să schimbați titranții în decurs de câteva secunde. Nu există biurete de curățare sau clătire.

Versatil

Peste 50 de combinații parametru/interval disponibile

Economic

Titranții concentrați permit 40-100 de titrări tipice per cartuș.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0-3,00 mg/l Cl_2
Domeniu de măsurare :	Set de reactivi pentru clor
Numar teste:	40 - 100
Nume metoda:	DPD-FEAS

Accesorii necesare

- Mănuși de protecție mărimea L, albastre, nitril, fără pudră, 50 de bucăți (Item SM743L)