



Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA), Solution, 500 mL

Nr. produs:

2824349-EU

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Ammonia determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Eliminate most interferences. Solution, 500 mL bottle.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Concentrație:	ISA
Package settings:	Bottle
Parametru:	Ammonium