



## Kit de soluții tampon, cod de culoare, pH 4,01, pH 7,00 și pH 10,01, 500 mL

Nr. produs: 2947600-EU  
RON Preț (fără TVA): Contact  
Disponibil

### Economisiți la achiziția pachetelor de 3 soluții tampon pH!

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH. Pachet de 3 soluții tampon pH cu cod de culoare. pH-ul este  $\pm 0,02$  unități pH. Recipiente de 500 mL cu pH 4,01, 7,00 și 10,01

**Reducere a costurilor cu 33% la achiziția unui singur recipient**

---

### Specificații

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Cantitate:              | Pachet de 3 conținând 500 ml              |
| Cod culoare?:           | Da                                        |
| Condiții de depozitare: | 10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)  |
| Descriere:              | Reactiv de calibrare tampon pH            |
| Package settings:       | Recipient                                 |
| Trasabilitate NIST:     | Da                                        |
| Valoare pH :            | 4,01, 7,00 și 10,01 $\pm 0,02$ pH la 25°C |