



Set de reactivi LeadTrak(TM), metoda extracției rapide în coloană, 20 de teste

Nr. produs:

2375000-EU

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării



Plumbul solubil în acid dintr-o probă de apă potabilă este întâi concentrat într-un extractor rapid în coloană. Apoi, plumbul este eluat din extractor și determinat colorimetric cu un indicator.

Set de reactivi pentru determinarea plumbului prin metoda de extracție rapidă în coloană LeadTrak[™]. Metoda Hach 8317. Interval: între 5 și 150 µg/l sub formă de Pb. Dimensiunea probei: 100 ml. 20 de teste/set de reactivi.

Specificații

Domeniu de măsurare:	5 - 150 µg/L Pb
Instrument:	Consultați metode/proceduri pentru instrumentele compatibile cu acest produs
Numar metoda:	8317
Numar teste:	20
Nume metoda:	LeadTrak
Parametru:	Plumb
Shipping Method:	Lead Reagent set

Accesorii necesare

- Mănuși de protecție mărimea L, albastre, nitril, fără pudră, 50 de bucăți (Item SM743L)